

Poudres et pâtes de diamant.



MSA	Type	Dimensions	Kg
26.575	10 carats	Ø 17 x 61.5 mm	0.005
26.575-20	20 carats	Ø 17 x 61.5 mm	0.005
26.575-50	50 carats	Ø 17 x 61.5 mm	0.005
26.575-100	100 carats	Ø 17 x 61.5 mm	0.005

Poudre de diamant DIADUST®, qualité de calibrage PM (standard 0-2). La poudre de diamant micron DIADUST® est produite à partir de diamant naturel.

DIADUST® PM est préférée dans certaines applications de rectification exigeant une coupe particulièrement franche et dans la production de certains outils et meules galvaniques. Le PM est également utilisé dans certaines applications de polissage, pour le polissage du diamant et pour le glaçage fin de filières diamantées.



MSA	Type	Emballage	Dimensions	Kg
26.576	1.103	Seringue de 10 g	Ø 35 x 190 mm	0.085
26.577	1.105	Seringue de 10 g	Ø 35 x 190 mm	0.085
26.578	3.103	Seringue de 10 g	Ø 35 x 190 mm	0.085
26.579	3.105	Seringue de 10 g	Ø 35 x 190 mm	0.085

Pâte BIODIAMANT®.

Composé abrasif diamant incomparable contenant exclusivement de la poudre de diamant vierge de toute impureté, soluble à l'eau.

Pâte conseillée pour les opérations de finition et de super finition jusqu'au poli miroir. Le résultat en brillance est exceptionnel pour le polissage d'aspect.

Explication des types :

1.103 : granulométrie = 1 µ ; concentration : forte

1.105 : granulométrie = 1 µ ; concentration : extra-forte

3.103 : granulométrie = 3 µ ; concentration : forte

3.105 : granulométrie = 3 µ ; concentration : extra-forte

Diamantine.



MSA	Type	Emballage	Kg
26.573	Fine	Boîte de 30 cc	0.060
26.570	Fine	Sac de 1 Kg	1.000
-	-	-	-
26.572	Moyenne	Boîte de 30 cc	0.060
26.571	Moyenne	Sac de 1 Kg	1.000

Diamantine. Poudre à polir de première qualité, idéale pour affiner l'état de surface.



MSA	Dimensions	Kg
26.581	Ø 65 x 35 mm	0.077

Boîte à diamantine en multipli de bouleau, ne se déformant pas à l'humidité. L'élément de base empilable se compose d'une plaque en acier poli Ø 45 mm.

Possibilité d'empiler plusieurs éléments de base pour les différentes diamantines.

Pièces de rechange :


MSA	Élément	Kg
26.581-B	Base, Ø 65 x 20 mm	0.048
26.581-C	Couvercle, Ø 65 x 20 mm	0.029



MSA	Dimensions	Kg
26.180	120 x 40 x 20 mm	0.940

Plaque de zinc.
Livré dans 1 boîte en bois.

Cire d'abeille.



MSA	Kg
26.183	0.050

Cire d'abeille en forme de cône.

Grattoir et gratte-brosse.



MSA	Dimensions	Kg
26.170	90 x 10 mm	0.025

Grattoir complet :
- 1 porte-grattoir avec serrage à vis
- 1 lame 3 pans effilée et réversible.

Pièces de rechange :



(1)

MSA	Élément	Kg
26.170-A	(1) Lame triangulaire	0.004
26.170-B	Porte-grattoir	0.021



MSA	Dimensions	Kg
26.152	Ø 8 x 135 mm	0.011

Gratte-brosse forme porte-mines avec brosse en fibre de verre Ø 2 mm.

Pièce de rechange :

MSA	Élément	Kg
26.153	Recharge, Ø 2 x 110 mm Etui de 12 pièces, 135 x 30 x 6 mm	0.009



MSA	Dimensions	Kg
26.150	Ø 12 x 120 mm	0.012

Gratte-brosse forme crayon avec brosse en fibre de verre Ø 4 mm.

Pièce de rechange :

MSA	Élément	Kg
26.151	Recharge, Ø 4 x 40 mm Boîte de 24 pièces, 65 x 50 x 12 mm	0.034

