

Pigments lumineux pour cadrans et aiguilles.



ASSORTIMENT



MSA	Couleur	Dimensions emballage	Kg
26.495	Blanc C1	87.50 x 59.70 x 23.40 mm	0.039
26.494	Jaune C3	87.50 x 59.70 x 23.40 mm	0.039
26.493	Vert C5	87.50 x 59.70 x 23.40 mm	0.039

Assortiment contenant 3 petits flacons de 1 g (pigment lumineux, colle et dilutif), 1 petit récipient et 1 applicateur.
Livré dans 1 boîte en plastique avec 1 mode d'emploi en français, anglais et allemand.



MSA	Contenu	Couleur	Kg
26.486-001	1 g	Blanc C1	0.005
26.486-010	10 g	Blanc C1	0.026
26.485-001	1 g	Jaune C3	0.005
26.485-010	10 g	Jaune C3	0.026
26.484-001	1 g	Vert C5	0.005
26.484-010	10 g	Vert C5	0.026

Pigment lumineux non radioactif.



MSA	Contenu	Couleur	Kg
26.486-E01	1 g	Blanc C1	0.005
26.486-E50	50 g	Blanc C1	0.026
26.485-E01	1 g	Jaune C3	0.005
26.484-E01	1 g	Vert C5	0.005

Pigment lumineux extra-fin NEWLITE 2002, non radioactif.



MSA	Contenu	Kg
26.486-050	50 g	0.026
26.486-050F	50 g	0.026

Pigment lumineux SUPER LUMINOVA, non radioactif.
* Granulométrie extrafine



MSA	Contenu	Kg
26.487-001	1 g	0.005
26.487-050	50 g	0.115
26.487-100	100 g	0.130

Colle pour pigments lumineux MSA26.484-xxx, 26.485-xxx et 26.486-xxx.

Diluant pour pigments lumineux MSA26.484-xxx, 26.485-xxx et 26.486-xxx.