

Sistema automático de depósito de cola.



MSA	Voltaje	Dimensiones	Kg
19.770	DUAL 110 - 220 V	150 x 165 x 178 mm	1.200

Sistema automático TS250 que permite un depósito preciso de productos y adhesivos (muy fluidos o pastosos) acondicionados en jeringas de 10, 30 ml. Integra a un comprobador con fijación digital del tiempo del depósito con una precisión de arreglo de 0.001 segundo. El sistema funciona en modo manual, en modo secuencial o en modo automático (contemporizado) y permite realizar gotas, cordones o el "potting" (relleno).

Datos técnicos : Alimentación eléctrica DUAL 110 - 220 V, alimentación de aire máxi. 6.9 bar (100 PSI) y salida de aire 0.1-6.9 bar (1-100 PSI).

Entregado con pedal de mando, soporte de jeringuilla, 1 kit de conexión para jeringuillas 10 ml, surtido de agujas, tubo neumático y modo de empleo.


Surtido de agujas para MSA19.770.



MSA
19.770-KIT

Surtido de agujas en estuche para MSA19.770.

Accesorios para MSA19.770.



MSA	Elementos
19.774-03	Adaptador para jeringuilla 3 ml + tubo de 90 cm
19.775-A	Adaptador para jeringuilla 5 ml + tubo de 90 cm
19.775-B	Adaptador para jeringuilla 10 ml + tubo de 90 cm
19.760-O	Tapón para MSA19.760-Q, 30 piezas
19.773-03-B	Tapón para MSA19.773-03
19.775-05-B	(1) Tapón para MSA19.775-S
19.760-S	(2) Contera de cierre para MSA19.760-Q, MSA19.760-R, MSA19.773-03 y MSA19.775-S, 50 piezas
19.774-04	Junta O'Ring para adaptador 3 ml
19.775-05	Junta O'Ring para adaptador 5 ml
19.775-10	(3) Junta O'Ring para adaptador 10 ml
19.773-03-P	Pistón para MSA19.773-03, 50 piezas
19.775-05-P	Pistón para MSA19.775-S, 50 piezas
19.773-03	Jeringuilla transparente 3 ml
19.775-S	Jeringuilla transparente 5 ml
19.760-Q	Jeringuilla transparente 10 ml
19.760-R	(4) Jeringuilla negra 10 ml
19.772	Soporte para jeringuilla

Agujas de depósito para MSA19.770.



MSA	Punta	Color	Ø	Kg
19.770-M007	Metálica recta	Verde	0.07 mm	0.001
19.770-M010	"	Amarillo	0.10 mm	0.001
19.770-M015	"	Lavanda	0.15 mm	0.001
19.770-M020	"	Transparente	0.20 mm	0.001
19.770-M025	"	Rojo	0.25 mm	0.001
19.770-M033	"	Naranja	0.33 mm	0.001
19.770-M041	"	Azul	0.41 mm	0.001
19.770-M051	"	Lila	0.51 mm	0.001
19.770-M061	"	Rosa	0.61 mm	0.001
19.770-M084	"	Verde	0.84 mm	0.001
19.770-M137	"	Ámbar	1.37 mm	0.001
19.770-M160	"	Oliva	1.60 mm	0.001
-	-	-	-	-
19.770-C020	Plástica cónica	Transparente	0.20 mm	0.001
19.770-C025	"	Rojo	0.25 mm	0.001
19.770-C041	"	Azul	0.41 mm	0.001
19.770-C061	"	Rosa	0.61 mm	0.001
19.770-C084	"	Verde	0.84 mm	0.001
19.770-C119	"	Gris	1.19 mm	0.001
19.770-C160	"	Oliva	1.60 mm	0.001
-	-	-	-	-
19.770-A015	Metálica 90°	Lavanda	0.15 mm	0.001
19.770-A020	"	Transparente	0.20 mm	0.001
19.770-A025	"	Rojo	0.25 mm	0.001
19.770-A033	"	Naranja	0.33 mm	0.001
19.770-A041	"	Azul	0.41 mm	0.001
19.770-A051	"	Lila	0.51 mm	0.001
19.770-A061	"	Rosa	0.61 mm	0.001
19.770-A084	"	Verde	0.84 mm	0.001
19.770-A137	"	Ámbar	1.37 mm	0.001
19.770-A160	"	Oliva	1.60 mm	0.001
-	-	-	-	-
19.770-B015	Metálica 45°	Lavanda	0.15 mm	0.001
19.770-B020	"	Transparente	0.20 mm	0.001
19.770-B025	"	Rojo	0.25 mm	0.001
19.770-B033	"	Naranja	0.33 mm	0.001
19.770-B041	"	Azul	0.41 mm	0.001
19.770-B051	"	Lila	0.51 mm	0.001
19.770-B061	"	Rosa	0.61 mm	0.001
19.770-B084	"	Verde	0.84 mm	0.001
19.770-B137	"	Ámbar	1.37 mm	0.001
19.770-B160	"	Oliva	1.60 mm	0.001

Aparato con dosificador volumétrico.

LOCTITE



MSA	Voltaje	Dimensiones	Kg
19.761	DUAL 110 - 220 V	192 x 210 x 90 mm	3.000

La duración y el porcentaje de la dosificación son ajustables libremente. Es posible de recoger el producto directamente desde un frasco o de un otro recipiente.

Datos técnicos :

Alimentación eléctrica DUAL 110 - 220 V (cable diferente para la red 110 V) y consumo 10 W.

Entregado con cárter dosificador, varios tipos de tubos con los adaptadores correspondientes y modo de empleo.